


Básculas Médicas MDW



MDW 160M



MDW 300L



MDW 250L

Las básculas MDW traen tallímetros integrados para lecturas precisas. La MDW 300L calcula el Índice de masa corporal "IMC" y trae ruedas para la movilidad de la unidad. La MDW 250L viene con una batería interna recargable. La MDW 160M mecánica viene con ruedas y contrapesas.



Características

- Plataforma antideslizante garantiza la seguridad al subir y bajar la báscula.
- Ruedas integradas permiten el movimiento fácil.
- Estadímetro de aluminio que facilita la medición de niños y adultos durante el pesaje con capacidad de 60 a 200 cm.
- Resolución de 50 kg con 6 dígitos y punto decimal.
- Determinar peso y talla.
- HOLD y TARA mínimo 100g (solo digital).
- Peso de la báscula de 17 kg.

Especificaciones generales

- Unidades de medida: kg, lb.
- Temperatura de operación: 5° a 40°C.
- Nivel de resolución numerica 2 cm.
- Alimentación de corriente: Adaptador de corriente AC/DC de 120V / 60Hz / Batería Interna Recargable.

Aplicaciones

- Pesaje

Modelo	MDW 160M	MDW 250L	MDW 300L
Capacidad	350lb / 160kg	550lb / 250kg	660lb / 300kg
Legibilidad	0.2lb / 0.1kg	0.2lb / 0.1kg	0.1lb / 0.05kg
Tamaño del plato	14.8"x10.8" / 375x275mm	10.8"x14.8" / 275x375mm	
Unidades de medida	kg, lb		
Calibración	Calibración Externa		
Índice de masa corporal (IMC)	No	Sí	
Barra de estatura	Sí		
Pantalla	Barra graduada	LED con dígitos 0.9" / 22mm de alto	
Alimentación de corriente	No Disponible	Adaptador de corriente Batería Interna Recargable	
Temperatura de operación	5° a 40°C		
Dimensiones totales	20.9"x10.8"x58.5" / 530x275x1485mm (wxdxh)	20.9"x10.8"x58.5" / 530x275x1485mm (wxdxh)	22.4"x10.8"x51.6" / 570x275x1310mm (wxdxh)

