

Báscula Pesa Bebés **MTB**



Libiana y portátil, la **báscula MTB** ofrece versatilidad a pediatras y otros profesionales de salud. El diseño ergonómico de la cuna ofrece un apoyo cómodo a los bebés, y se remueve fácilmente y revela una estera de goma antideslizante debajo para pesaje de niños. Una función de memoria conserva el último peso, que permite que el enfoque siga siendo en el niño.



Características

- Gran pantalla de alto contraste, fácilmente visible.
- Cuna ergonómica proporciona un apoyo cómodo.
- Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad.
- Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas).
- Función de auto apague programable para ahorrar energía.
- Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento.
- La característica de memoria puede recordar el último peso utilizado.
- La cuna se puede remover para el pesaje de niños sobre la superficie de goma antideslizante.
- Ajuste automático.
- Charola resistente al alto impacto y desinfectantes.
- División y sensibilidad de 5 gramos.
- Adaptador de corriente AC/DC de 120V / 60Hz.
- Baterías recargables.
- Peso de la báscula de 3 kg.

Aplicaciones

- Pesaje.

Modelo	MTB20
Capacidad	44lb / 20kg
Legibilidad	0.005lb / 5g
Rango de tara	Gama Completa
Tamaño del plato	11.2"x22" / 285x560mm
Unidades de medida	kg, lb, lb:oz
Calibración	Calibración Externa
Pantalla	LCD con dígitos 1.1" / 29mm de alto
Alimentación de corriente	Adaptador 6VDC 500mA / Pilas 4 x AA
Temperatura de operación	10° a 40°C
Dimensiones totales	22"x13.8"x5.5" / 560x350x140mm (wxdxh)

