

diplomat-presameter®
Desk model

Riester
The familiar way



Modelo de sobremesa - Un clásico acreditado y atractivo, económico y apreciado desde hace años: tensiómetro de mercurio de sobremesa con **estuche metálico**. Con la máxima precisión, permanentemente mejorado y dotado de un excelente equipamiento. La **pureza del mercurio es del 99,99%** y asegura así una medición precisa. Si se desea, también está disponible en versión sin látex (en ese caso, en el pedido debe indicarse la referencia LF delante del número de artículo).

- Error máximo +/- 3 mm Hg
- Tubo de vidrio de precisión
Diámetro interior 4,2 mm +/- 0,2 mm
- Pera de látex con válvula de purga cromada
- Válvula de purga de precisión, sin desgaste y con ajuste fino
- Microfiltro para una vida útil prolongada
- Piezas metálicas niqueladas

- Brazaletes con bolsa de látex de 2 tubos
- Escala metálica fácilmente legible, hasta 300 mm Hg
- Dispositivo de seguridad para el mercurio
- Junta especial para evitar contaminación por mercurio
- Estuche metálico irrompible de larga duración
- Amplio espacio para el brazaletes y la pera de látex
- Limpiador para el tubo de vidrio

Brazaletes de algodón arrollable
Brazaletes de algodón con gancho
Brazaletes de nylon calibrado, con velcro

gris claro
No. 1000
No. 1001
No. 1002

gris pizarra
No. 1009-108

azul
No. 1010-108

azafrán
No. 1012-108

verde
No. 1011-108

 Grupo Guromed

Riester

