



### empire® esfignomanómetro mercurio

El tensímetro de mercurio con la más alta tecnología de medición Riester, seguridad y precisión.

- Error máximo +/- 3 mm Hg
- Pureza del mercurio 99,99%
- Tubo de vidrio de precisión  
Diámetro interior 4,2 mm +/- 0,2 mm
- Escala fácilmente legible, hasta 300 mm Hg
- Dispositivo de seguridad para el mercurio
- Junta especial para evitar contaminación por mercurio
- empire® brazalete de algodón enrollable
- empire® brazalete de algodón con gancho
- empire® brassard calibre à bandes velcro, en nylon
- Abrazadera universal (incluye tornillos)
- Soporte mural, con tornillos incluidos (para el modelo mural)
- Pera de látex con válvula de purga cromada
- Válvula de purga de precisión, sin desgaste y con ajuste fino
- Microfiltro para una vida útil prolongada
- Brazalete con bolsa de látex de 2 tubos
- Tubo en espiral, extensible hasta 3 m
- Limpiador para el tubo de vidrio

Art.-No.: 1130  
Art.-No.: 1131  
Art.-No.: 1132  
Art.-No.: 10384  
Art.-No.: 54663