



#### empire® esfignomanómetro mercurio

El tensímetro de mercurio con la más alta tecnología de medición Riester, seguridad y precisión.

- Error máximo +/- 3 mm Hg
- Pureza del mercurio 99,99%
- Tubo de vidrio de precisión  
Diámetro interior 4,2 mm +/- 0,2 mm
- Escala inclinada fácilmente legible, hasta 300 mm Hg
- Dispositivo de seguridad para el mercurio
- Junta especial para evitar contaminación por mercurio
- Carcasa de plástico resistente
- empire® brazalete de algodón arrollable
- empire® brazalete de algodón con gancho
- empire® brassard calibre à bandes velcro, en nylon
- Canasta pequeña: L250 x A90 x A200 mm
- Canasta grande: L230 x A230 x A250 mm
- Pera de látex con válvula de purga cromada
- Válvula de purga de precisión, sin desgaste y con ajuste fino
- Microfiltro para una vida útil prolongada
- Brazalete con bolsa de látex de 2 tubos
- Tubo en espiral, extensible hasta 3 m
- Altura del pie 0,75 m, ampliable hasta 1,20 m
- Limpiador para el tubo de vidrio

Art.-No.: 1110  
Art.-No.: 1111  
Art.-No.: 1112  
Art.-No.: 10392  
Art.-No.: 10393