


# empire<sup>®</sup>

desk design

SPHYGMOMANOMETERS



## empire<sup>®</sup> esfigmomanómetro mercurio

El tensímetro de mercurio con la más alta tecnología de medición Riester, seguridad y precisión.

- Error máximo +/- 3 mm Hg
- Pureza del mercurio 99,99%
- Tubo de vidrio de precisión  
Diámetro interior 4,2 mm +/- 0,2 mm
- Escala inclinada fácilmente legible, hasta 300 mm Hg
- Tubo en espiral, extensible hasta 3 m
- Dispositivo de seguridad para el mercurio
- pera de látex con válvula de purga cromada
- Válvula de purga de precisión, sin desgaste y con ajuste fino
- Microfiltro para una vida útil prolongada
- Brazaletes con bolsa de látex de 2 tubos
- Junta especial para evitar contaminación por mercurio
- Carcasa de plástico resistente
- Limpiador para el tubo de vidrio
- empire<sup>®</sup> brazaletes de algodón arrollable
- empire<sup>®</sup> brazaletes de algodón con gancho
- empire<sup>®</sup> brassard calibre à bandes velcro, en nylon

Art.-No.: 1090  
Art.-No.: 1031  
Art.-No.: 1032

